

# Werner MobilRO 30...90

**MobilRO 30-90** ist eine praktische und einfach anzuschließende Kompaktlösung für den Laboralltag. Einfach an die Trinkwasserleitung angeschlossen steht nach wenigen Minuten bestes Labor-Reinwasser zur Verfügung.

- Vorfilter 3 µm (absolute), Aktivkohlefilter
- Reverse Osmose mit 30, 60 oder 90 l/h  
Die 30 und 60 l/h –Anlage kann jeweils erweitert werden
- Microprozessorsteuerung mit RS232-Schnittstelle  
2 Leitfähigkeitsmessungen
- Reinwassertank, 42 l mit Sterilfilter
- Druckerhöhungspumpe 5 l/min bei 2 bar
- AQUADEM® Mischbett-Nachentsalzungskartusche  
jeweils mit Mischbett- oder Einwegharz
- Optional mit Reinstharzfällung
- Optional mit UV-Desinfektion 125 mJ/cm<sup>2</sup>, Edelstahlausführung
- Endstellenfiltration 0,2 µm



Typ	Mobil RO 30	Mobil RO 60	Mobil RO 90
Speisewasser	Trinkwasser gem. TVO, max. 1.000 µS; 2-8 bar		
Kapazität	30 l/h	60 l/h	90 l/h
Spitzenlast	5 l/min		
Reinwasserqualität	ASTM/NCCLS/ ISO 3969 Type II		
El. Leitfähigkeit	< 0,1 µS/cm		
Bakterien	< 100 CFU/ml		
Partikel	< 0,2 µm		
Abmessungen	B x H x T 650 x 1150 x 605 mm		
El. Anschluss	230 V/50 Hz, 0,4 kW		